



**EUREX** Medica®

# KATALOG 2017







*Indikátory sterilizace  
a další spotřební materiál*







★  
STERISTAR®







 **PRINTEX**® s.r.l.



**EUREX** Medica s.r.l.








## Katalog sterilizačních indikátorů a příslušenství




Katalogové číslo	Název a popis produktu (produkty odpovídají normám ISO 11140, 11140-1, 11140-4, 15883-1, EN 867 část 5, EN 285)	Počet balení v přepravní krabici**	Počet ks v balení	Obrázek
SAT1950	Lepicí páska s kontrolním indikátorem parní sterilizace 19 mm x 50 m	60	1	
BD200	Test Bowie & Dick parní sterilizace, kompaktní set se 200 listy, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	80	1	
C-1040 *	Test, typ 4, dvoudílný indikátor parní sterilizace, 134 °C = 3,5 min.	100	500 ks	
C-1005	Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min.	4	250	
C-1035 *	Test, typ 6, víceparametrový parní emulační indikátor, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	100	250	
C-1007 *	Test, typ 6, víceparametrový parní emulační indikátor, 134 °C = 7 min. 121 °C = 15 min.	100	250	

C-1031	Kapilárový test, testovací PCD komůrka, životnost - 250 testů	50	1	
C-1030	Kapilárový test, PCD procesní indikační štítky, samolepící, 134 °C = 3,5 min.	50	250 štítků	
C-1032	Kapilárový test, Bowie & Dick indikační štítky, samolepící, 134 °C = 3,5 min.	50	250 štítků	
SET-1030	PCD set – PCD testovací komůrka + kapilárové procesní indikační štítky 250 kusů	dle požadavků	1 PCD komůrka + 250 štítků	
SET-1032	B&D set – PCD testovací komůrka + kapilárové Bowie & Dick indikační štítky 250 kusů	dle požadavků	1 PCD komůrka + 250 štítků	
C-1003	Kleště etiketovací 3řádkové	1	1	

PR-0010	Náhradní inkoustový válec pro etiketovací kleště (5 válců v balení)	10	1	
C-1004	Etikety dokumentační, s indikátorem parní sterilizace, 26 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 750 etiket na kotouči	72	12	
PR-0011	Etikety dokumentační, s indikátorem parní sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 500 etiket na kotouči	72	12	
PR-0012	Etikety dokumentační, s indikátorem E.O. sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 500 etiket na kotouči	72	12	
PR-0013	Etikety dokumentační, s indikátorem plazmové sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 500 etiket na kotouči	72	12	
C-1001	Test těsnosti svaru	100	100	

ST-20	Indikátor chemický, formaldehyd	100	250	
ST-30	Indikátor chemický, E.O.	100	250	

C-1080	Indikátor chemický, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> plazmové sterilizace	100	250	
C-1070	Plomba plastová bezpečnostní modrá	50	100	
C-1071	Plomba plastová bezpečnostní červená	50	100	
C-1072	Plomba plastová bezpečnostní modrá s parním indikátorem	50	100	
C-1073	Plomba plastová bezpečnostní červená s parním indikátorem	50	100	
C-1074	Plomba papírová bezpečnostní samolepicí s parním indikátorem	50	100	
C-1075	Štítek kontejnerový s parním indikátorem, standardní rozměr 6,6 x 3,7 cm	50	100	
C-1077	Filtr kontejnerový kruhový s parním indikátorem o průměru 19 cm	50	100	
C-1060	Test účinnosti mytí, indikátor, simulace lidské krve na nerezovém podkladu, baleno jednotlivě	50	100	

C-1062	Test účinnosti mytí, nerezová klec pro indikátor C-1060	1	1	
C-1061	Test účinnosti mytí & ultrazvukové myčky, indikátor	100	100	
C-1063	Test účinnosti mytí & ultrazvukové myčky, nerezový držák pro indikátor C-1061	1	1	

#### Poznámky:

\* Možnost samolepící verze

\*\* Počet balení v přepravní krabici = standardní balení. Na vyžádání lze dodat i jiný počet kusů.

E.O. – ethylénoxid

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> – peroxid vodíku

#### VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

#### 1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchýlná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.

1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.

1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší ceny za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

#### 2. Objednávky

2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).

2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).

2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).

#### 3. Ceny zboží a služeb

3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle aktuálních cen výrobců/dodavatelů. O případných změnách cen vyznává dodavatel odběratele předem.

3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.

3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné. U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/přepravu v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovného u objednávek kalibrací).

3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

#### 4. Platební podmínky

4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.

4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuta jiná lhůta splatnosti.

4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

#### 5. Dodání

5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).

5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.

5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

#### **6. Odpovědnost za škody**

6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavateli do 2 pracovních dnů.

6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.

6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.

6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.

6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.

6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

#### **7. Použití občanského zákoníku**

7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 03.02.2017

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel



**EUREX** *Medica*®

**EUREX MEDICA, spol. s r.o.**

Výstavní 604/111

703 00 Ostrava – Vítkovice

Tel.: 599 526 510,

Fax: 596 614 507

e-mail: [expedice@eurexmedica.cz](mailto:expedice@eurexmedica.cz)

web: <http://www.eurexmedica.cz>

Verze: 03/0217: ZS