



EUREX *Medica*®

KATALOG

2015

MTC INVITRO
DIAGNOSTICS AG

Imunohematologická diagnostika

MTC INVITRO DIAGNOSTICS AG

Katalog 2015

Revize 20.10.2014

Obsah:	str.	Obsah:	str.
INVITROGEL gelové karty se 6 mikrozkušavkami	1-2	Diagnostické erytrocyty 3 % a 0,8 %	7
INVITROOCTA gelové karty s 8 mikrozkušavkami	2-3	Vnitřní denní kontrola kvality	7-8
Potenciátory reakce a roztoky pro gelový systém	3	Přístrojové vybavení pro testy na mikrotitračních deskách	8
Tekutá diagn. pro testy zkumavkové, sklíčkové, na MP a na gelových kartách NEUTRAL a AGH (Coombs)	4-6	Přístrojové vybavení pro testování na gelovém systému	8
		Analyzátoary	9
Potenciátory, roztoky a spec. reagentie pro zk. testy	6-7	Všeobecné obchodní podmínky	9-10

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
------------	---------	--------	-----------------

INVITROGEL TEST-SYSTEM

Gelové karty se 6 mikrozkušavkami skladování při 4-25°C

070430	INVITROGEL ABO NEWBORN A-B-AB-D(VI-)-AGH-CTL klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9), Anti-AB (ES-15 + 6F9) Anti-D ^{Vt} - IgM (P3x61 + TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI- polyspecifické AGH: anti-IgG polyklonální + anti-C3d monoklonální (klon 12011D10)	24karet	5
070440	INVITROGEL Type + Screen A-B-D(VI-)-AGH-AGH-AGH klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9), Anti-D ^{Vt} - IgM (P3x61 + TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI- polyspecifické AGH: anti-IgG polyklonální + anti-C3d monoklonální (klon 12011D10)	24 karet	5, 11
070450	INVITROGEL ABD (Clones 1) A-B-D(VI-) / A-B-D(VI-) Jedna gelová karta je pro 2 vyšetření. klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9), Anti-D ^{Vt} - IgM (P3x61 + TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI-	24karet	6, 13
070460	INVITROGEL ABO CROSSMATCH A-B-D(VI-)-Neutral-AGH-AGH Ověření ABD příjemce nebo příjemce i dárce, zkouška kompatibility enzymovým testem a NAT, autokontrola. klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9), Anti-D ^{Vt} - IgM (P3x61 + TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI- polyspecifické AGH: anti-IgG polyklonální + anti-C3d monoklonální (klon12011D10)	24karet	7, 13
070470	INVITROGEL ABO D(VI-) REVERSE A-B-D(VI-)-Neutral-Neutral-Neutral Stanovení ABD + CTL + aglutininy s ery A1, B. klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9), Anti-D ^{Vt} - IgM (P3x61 + TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI-	24karet	7
070480	INVITROGEL ABO D II DAT A-B-D(VI-)-D(VI-)-CTL-AGH klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9) Anti-D ^{Vt} - IgM (TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI- Anti-D ^{Vt} - IgM (P3x61) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI- polyspecifické AGH: anti-IgG polyklonální + anti-C3d monoklonální (klon 12011D10)	24 karet	7

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
070490	INVITROGEL A SUBGROUPS 3 x Anti-A ₁ Lectin / 3 x Anti-H Lectin	24karet	8
070491	INVITROGEL Anti-A₁ 6 x Anti-A ₁ Lectin	24karet	8
070492	INVITROGEL Anti-H 6 x Anti-H Lectin	24karet	8
070500	INVITROGEL RH PHENO I + K (Clones 1) C-c-E-e-Kell-CTL klony: Anti-C (MS-24), Anti-c (MS-33), Anti-E (MS-80 + MS-258), Anti-e (MS-16 + MS-21 + MS-63), Anti-K (MS-56)	24karet	9
070510	INVITROGEL RH PHENO II + K (Clones 2) C-c-E-e-Kell-CTL klony: Anti-C (MS-273), Anti-c (MS-35), Anti-E (MS-12 + MS-260), Anti-e (MS-62 + MS-69), Anti-K (AEK-4)	24karet	9
070520	INVITROGEL RH PHENO + D C-c-E-e-D(VI)-CTL klony: Anti-C (MS-24), Anti-c (MS-33), Anti-E (MS-80 + MS-258), Anti-e (MS-16 + MS-21 + MS-63), Anti-D ^V -IgM (P3x61 + TH-28)	24karet	9
070560	INVITROGEL KELL DUO (3 x clone 1 / 3 x clone 2) 6 x Anti-K (KEL1) klony: Anti-K klon 1 (MS-56), Anti-K klon 2 (AEK4) Karta je určena pro vyšetření 3 pacientů dvěma různými klony.	24karet	10
070600	INVITROGEL NEUTRAL 6 x Neutral Pro stanovení aglutininů, screening a identifikaci protilátek v solném prostředí a enzymovým testem. Pro testování s tekutými antiséry, určenými pro Neutral karty.	24karet	11
070700	INVITROGEL AGH (Coombs) Clone 1 6 x AGH Anti-IgG + C3d Pro přímý a nepřímý Coombsův test, zkoušku kompatibility, screening a identifikace protilátek. Pro testování s tekutými antiséry, určenými pro Coombs karty. polyspecifické AGH: anti-IgG polyklonální + anti-C3d monoklonální (klon 12011D10)	24karet	11, 14, 15
070710	INVITROGEL IgG (Coombs) 6 x Anti-IgG Polyklonální monospecifické anti-IgG.	24karet	12, 14, 15
070720	INVITROGEL DAT SCREEN IgG-C3d-CTL / IgG-C3d-CTL Jedna gelová karta je pro 2 vyšetření. anti-IgG polyklonální monospecifické + anti-C3d monoklonální (klon 12011D10)	24karet	12, 15
070740	INVITROGEL AGH (Coombs) + NEUTRAL (3 x AGH / 3 x Neutral) polyspecifické AGH: anti-IgG polyklonální + anti-C3d monoklonální (klon 12011D10)	24karet	12
Gelové karty s 8 mikrozkuškami skladování při 4-25°C			
080440	INVITROOCTA ABO RH1 RH1 REVERSE A-B-D(VI)-D(VI)-4 x Neutral Mikrozkušky Neutral jsou určeny pro vyšetření aglutininů s ery A1, A2, B, 0 nebo CTL, A1, B, 0. klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9), Anti-D ^V -IgM (TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI-, Anti-D ^V -IgM (P3x61) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI-	24karet	19

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
080442	INVITROOCTA ABO AB 2D A-B-AB-D(VI-)-D(VI-)-3 x Neutral Mikrozkumavky Neutral jsou určeny pro vyšetření CTL a aglutininů s ery A1, B. klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9)m, Anti-AB (ES-15 + 6F9) Anti-D ^{v+} - IgM (TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI- Anti-D ^{v+} - IgM (P3x61) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI-	24karet	19
080450	INVITROOCTA ABD(VI-) A-B-D(VI-)-Neutral / A-B-D(VI-)-Neutral Jedna gelová karta je pro 2 vyšetření. klony: Anti-A (11H5), Anti-B (6F9), Anti-D ^{v+} - IgM (TH-28) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI- Mikrozkumavka Neutral je určena pro CTL nebo testování s antiséry, určenými pro karty Neutral	24karet	19, 23
080580	INVITROOCTA ANTI- D(VI-) 8 x Anti-D(VI-) klon: Anti-D ^{v+} - (P3x61) nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI-	24karet	21
080500	INVITROOCTA RH PHENO DUO (Clones 1 / Clones 2) C-c-E-e / C-c-E-e Karta je určena pro vyšetření 1 pacienta dvěma různými klony. klony: Anti-C (MS-24), Anti-c (MS-33), Anti-E (MS-80 + MS-258), Anti-e (MS-16 + MS-21 + MS-63) klony: Anti-C (MS-273), Anti-c (MS-35), Anti-E (MS-12 + MS-260), Anti-e (MS-62 + MS-69)	24karet	22
080560	INVITROOCTA KELL DUO (Clone 1 / Clone 2) 4 x Anti-K klon1 + 4 x Anti-K klon 2 Karta je určena pro vyšetření 4 pacientů dvěma různými klony. klony: Anti-K klon 1 (MS-56), Anti-K klon 2 (AEK4)	24karet	22
080600	INVITROOCTA NEUTRAL 8 x NEUTRAL Pro stanovení aglutininů, screening a identifikaci protilátek v solném prostředí a enzymovým testem. Pro testování s antiséry, určenými pro Neutral karty.	24karet	24
080700	INVITROOCTA AGH Anti-IgG + C3d (Coombs) (Clone 1) 8x Anti-IgG + C3d Pro přímý a nepřímý Coombsův test, zkoušku kompatibility, screening a identifikace protilátek. Pro testování s antiséry, určenými pro Coombs karty. polyspecifické AGH: anti-IgG polyklonální + anti-C3d monoklonální (klon 12011D10)	24karet	24
080710	INVITROOCTA AGH Anti-IgG (Coombs) (8x Anti-IgG) Polyklonální monospecifické anti-IgG.	24karet	24
Potenciátory reakce			
072600	INVITROBROM Bromelin Solution Pro jednostupňový enzymový test ve zkumavce a na gelové kartě Neutral.	1x10 ml	32
072511	INVITROPAPAIN Papain lyophilized Pro test na sklíčku, ve zkumavce, na gelové kartě Neutral. Pro jednostupňový i dvoustupňový enzymový test. Dvoustupňový enzymový test na Neutral kartě: 50µl 0,8 % ery + 25 µl papainu, 2-4 minuty inkubace při laboratorní teplotě + 25 µl séra/plazmy, inkubace, centrifugace. Po rozpuštění spotřebovat do 24 hodin nebo zmrazit. Po rozpuštění zmrazeného spotřebovat do 24 hodin.	6x1 ml	32
Roztoky pro gelový systém			
072700	INVITROLISS Modifikovaný LISS Roztok o nízké iontové síle.	1x100 ml	33
072750	INVITROLISS Modifikovaný LISS Roztok o nízké iontové síle.	1x500 ml	33

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
<p>Tekutá diagnostika pro testování ve zkumavkách, na sklíčku, na mikrotitračních deskách a MTC gelových kartách NEUTRAL nebo AGH (Coombs)</p> <p>Tekutá diagnostika pro AB0 a Rh systém (Vhodná i pro práci na MTC gelových kartách NEUTRAL)</p>			
174110	INVITROCLONE Anti-A (Clone 1) Pro sklíčkový a zkumavkový test. klon (11H5)	1x10 ml	41
174210	INVITROCLONE Anti-B (Clone 1) Pro sklíčkový a zkumavkový test. klon (6F9)	1x10 ml	41
174310	INVITROCLONE Anti-AB (Clone 1) Pro sklíčkový a zkumavkový test. klon (11H5 + 6F9)	1x10 ml	41
174425	INVITROCLONE Anti-A1 Lectin (extrakt ze semen Dolichos biflorus) Pro sklíčkový a zkumavkový test.	1 x 5 ml	41
174525	INVITROCLONE Anti-H Lectin (extrakt ze semen Ulex europaeus) Pro sklíčkový a zkumavkový test, pro určení vylučovatelství.	1 x 5 ml	41
174612	INVITROCLONE Anti-A HP (Lectin Helix Pomatia) Pro zkumavkový test.	1 x 2 ml	41
174615	INVITROCLONE Anti-A HP (Lectin Helix Pomatia) Pro zkumavkový test.	1 x 5 ml	41
174810	INVITROCLONE Anti-D (RH1) IgM + IgG (Clones 1) Pro sklíčkový a zkumavkový test. Pro detekci D ^{wv} NAT. Nedetekuje D VI žádnou uvedenou technikou. klony: Anti-D ^{v+} IgM (P3x61), Anti-D ^{v+} IgG (MCAD6) nedetekují veškerá slabá/parciální D, DVI-	1x10 ml	42
145930	INVITROCLONE Anti-D (RH1) IgM (Clone 1) Pro sklíčkový a zkumavkový test. Klon: Anti-DVI- (RUM-1), nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI-	1x10 ml	42
174920	INVITROCLONE Anti-D (RH1) IgM (Clone 2) Pro testování ve zkumavce, na sklíčku a na mikrotitrační desce. Klon: Anti-D ^{v+} (MS-201), nedetekuje veškerá slabá/parciální D, DVI-	1x10 ml	42
175910	INVITROCLONE Rh-hr Control Pro sklíčkový a zkumavkový test. Negativní kontrola pro Rh-hr typování erytrocytů.	1x10 ml	44
175110	INVITROCLONE Anti-C (Clone 1) (klony MS-24, P3x25513GB) Pro sklíčkový a zkumavkový test.	1x10 ml	42
175120	INVITROCLONE Anti-C (Clone 2) (klon MS-273) Pro testování ve zkumavce, na sklíčku a na mikrotitrační desce.	1x10 ml	42
175210	INVITROCLONE Anti-c (Clone 1) (klon MS-33) Pro sklíčkový a zkumavkový test.	1x10 ml	42
175220	INVITROCLONE Anti-c (Clone 2) (klon MS-35) Pro testování ve zkumavce, na sklíčku a na mikrotitrační desce.	1x10 ml	43
175310	INVITROCLONE Anti-E (Clone 1) (klony MS-258, 906)	1x10 ml	43

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
------------	---------	--------	-----------------

Pro sklíčkový a zkumavkový test.

175320	INVITROCLONE Anti-E (Clone 2) (klony MS-12, MS260) Pro testování ve zkumavce, na sklíčku a na mikrotitrační desce.	1x10 ml	43
175410	INVITROCLONE Anti-e (Clone 1) (klony MS-16, MS-21, MS-63) Pro sklíčkový a zkumavkový test.	1x10 ml	43
175420	INVITROCLONE Anti-e (Clone 2) (klony MS-62, MS-69) Pro testování ve zkumavce, na sklíčku a na mikrotitrační desce.	1x10 ml	43

Vzácná monoklonální IgM / IgA diagnostika (Vhodná i pro práci na MTC gelových kartách NEUTRAL)

705505	INVITROCLONE Anti-K (Clone 1) (IgM, klon MS-56) Pro sklíčkový a zkumavkový test.	1x5 ml	45
705510	INVITROCLONE Anti-K (Clone 1) (IgM, klon MS-56) Pro sklíčkový a zkumavkový test.	1x10 ml	45
705525	INVITROCLONE Anti-K (Clone 2) (IgM, klon AEK-4) Pro testování ve zkumavce, na sklíčku a na mikrotitrační desce.	1x5ml	45
705520	INVITROCLONE Anti-K (Clone 2) (IgM, klon AEK-4) Pro testování ve zkumavce, na sklíčku a na mikrotitrační desce.	1x10 ml	45
706002	INVITROCLONE Anti-Jk^a (klon MS15) Pro zkumavkový test.	1x2 ml	45
706102	INVITROCLONE Anti-Jk^b (klon MS8) Pro zkumavkový test.	1x2 ml	45
706212	INVITROCLONE Anti-Le^a (Clone 1) (IgM, klon LM 112/161) Pro zkumavkový test.	1x2 ml	45
706312	INVITROCLONE Anti-Le^b (Clon 1) (IgM, klon LM 129/181) Pro zkumavkový test.	1x2 ml	45
706402	INVITROCLONE Anti-P₁ (IgM, klon 650) Pro sklíčkový a zkumavkový test.	1x2 ml	45
706502	INVITROCLONE Anti-M (Clone 1) (IgG, klon LM110/140) Pro zkumavkový test.	1x2 ml	46
706602	INVITROCLONE Anti-N (Clone 1) (IgM, klony 20H12, MN879) Pro sklíčkový a zkumavkový test.	1x2 ml	46
706702	INVITROCLONE Anti-S (IgM, klon MS-94) Pro zkumavkový test.	1x2 ml	46

Vzácná polyklonální IgG diagnostika pro NAT ve zkumavkách a na gelové kartě AGH (Coombs)

705535	INVITROLIQ Anti-K	1x5 ml	47
705545	INVITROLIQ Anti-Cellano (Anti-k)	1x5 ml	47
706802	INVITROLIQ Anti-Kp^a	1x2ml	47

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
706902	INVITROLIQ Anti-Kp^b	1x2 ml	47
707202	INVITROLIQ Anti-Fy^a	1x2 ml	47
707302	INVITROLIQ Anti-Fy^b	1x2 ml	47
707402	INVITROLIQ Anti-Jk^a	1x2 ml	47
707502	INVITROLIQ Anti-Jk^b	1x2 ml	47
707602	INVITROLIQ Anti-S	1x2 ml	47
707702	INVITROLIQ Anti-s	1x2 ml	47
707802	INVITROLIQ Anti-Lu^a	1x2 ml	47
707902	INVITROLIQ Anti-Lu^b	1x2 ml	47
708102	INVITROLIQ Anti-Xg^a	1x2ml	48
708202	INVITROLIQ Anti-Co^a	1x2 ml	48
708302	INVITROLIQ Anti-Co^b	1x2 ml	48
708402	INVITROLIQ Anti-Di^a	1x2 ml	48
708502	INVITROLIQ Anti-Wr^a	1x2 ml	48
709502	INVITROLIQ Anti-Js^a	1x2 ml	48
709602	INVITROLIQ Anti-Js^b	1x2 ml	48
709702	INVITROLIQ Anti-V^w	1x2 ml	48

Potenciátory reakce, roztoky a speciální reagenty pro testování ve zkumavkách

177010	INVITROCLONE AGH Serum (polykl. Anti-IgG + monokl. Anti-C3d) polyspecifické AGH: anti-IgG polyklonální + anti-C3d monoklonální (klon 12011D10)	1x10 ml	49
177101	INVITROLIQ Anti-IgG (monospecifické polyklonální)	1x5 ml	49
177102	INVITROCLONE Anti-C3d (monospecifické monoklonální)	1x2ml	49
177104	INVITROCLONE Anti-C4 (monospecifické monoklonální)	1x2 ml	49
177105	INVITROLIQ Anti-IgA (monospecifické polyklonální)	1x2 ml	49
177106	INVITROLIQ Anti-IgM (monospecifické polyklonální)	1x2 ml	49
173010	INVITROLIQ LISS	1x10 ml	51
173050	INVITROLIQ LISS	1x50 ml	51
173110	INVITROLIQ Bromelin	1x10 ml	51
173210	INVITROLIQ Bromelin Control Solution (pozitivní kontrolní roztok)	1x10 ml	51
173310	INVITROLIQ Control Solution (kontrolní roztok pro monoklonální diagnostiku)	1x10 ml	51

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
173320	INVITROLIQ Control Solution (kontrolní roztok pro polyklonální diagnostiku)	1x10 ml	51
173510	INVITROLIQ Bovine Albumin 22%	1x10 ml	51
173620	INVITROCIDEL (pro kyselou eluci protilátek) Kit pro kyselou eluci protilátek obsahuje: 1 x 13 ml elučního roztoku, 1 x 13 ml pufru, 1 x 50 ml promývacího pufru	1 set	51

Diagnostické erythrocyty 2-3 % a 0,8 %

2-3 % diagnostické erythrocyty pro testy ve zkumavkách a na mikrotitračních deskách

171400	INVITROCYTE Reverse A1-A2-B-0	4x10 ml	50
171460	INVITROCYTE Reverse A1-B-0	3x10 ml	50
171700	INVITROCYTE Screen I-II-III	3x10 ml	50
171750	INVITROCYTE Screen IP-IIP-IIIP	3x10 ml	50
171800	INVITROCYTE Ident 11	11x5 ml	50
171850	INVITROCYTE Ident 11P	11x5 ml	50
171900	INVITROCYTE Coombs Control	1x10 ml	50

0,8% diagnostické erythrocyty pro gelový systém

071400	INVITROCELL Reverse A₁-A₂-B-0	4x10 ml	28
071450	INVITROCELL Reverse A₁-B	2x10 ml	29
071460	INVITROCELL Reverse A₁-B-0	3x10 ml	29
071700	INVITROCELL Screen I-II-III	3x10 ml	30
071752	INVITROCELL Screen IP-IIP-IIIP	3x10 ml	31
071800	INVITROCELL Ident 11	11x4 ml	31
071850	INVITROCELL Ident 11P	11x4 ml	31

Vnitřní denní kontrola kvality

073100	INVITROQC-C Plná krev Zkumavka A: KS A, R1R1 (CCD.ee), K+, anti-B Zkumavka B: KS B, R1R2 (CcD.Ee), K-, anti-A a nepravidelná anti-K (nereaguje v enzymovém testu) Zkumavka 0: KS 0, R2R2 (ccD.EE), K-, anti-A, anti-B Zkumavka AB: KS AB, rr (ccddee), K-, nepravidelná anti-D	4 x 6 ml	33,52
073200	INVITROQC-S Anti-Fy^a weak	3x5 ml	33
073210	INVITROQC-S Anti-c weak	3x5 ml	33
073220	INVITROQC-S AB serum	3x5 ml	33,52

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
073230	INVITROQC-S Kombi (Anti-Fy ^a weak, Anti-c weak, AB serum)	3x5 ml	33

Přístrojové vybavení pro testování na mikrotitračních deskách

270100	INVITROPLATE (96 jamek, pro práci s dg. INVITROCLONE)		55
270101	INVITROPLATE DW (96 hlubokých jamek pro přípravu suspenzí ery)		55
600210	MTC Suspension Cups (8 jamkové zásobníky pro 1,2 ml suspenze)	5x120ks	55

Přístrojové vybavení pro testování na gelovém systému

009710	INVITROCENT Centrifuga pro 24 gelových karet	1 ks	34
009711	INVITROCENT Rotor pro 24 gelových karet	1 ks	34
009712	INVITROSPIN Centrifuga pro 12 gelových karet	1 ks	34
009713	INVITROSPIN Rotor pro 12 gelových karet	1 ks	34
009720	INVITROTHERM Inkubátor s 24 otvory pro karty	1 ks	35
009775	INVITROREADER Siracuse (readr pro odečet 1 gelové karty INVITROGEL)	1 ks	65
009742	INVITROPIPETOR MP-1 Dávkovací pipeta 10μl, 25μl, 50μl	1 ks	35
009725	MTC Tips Box Špičky upevněné v boxu pro pipetu MP-1 (nesterilní)	12x384 ks	35
009726	MTC Tips Špičky pro pipetu MP-1 (1 x 1 000 ks 1 720,- Kč)	5x1000 ks	35
009640	MTC Suspension Tubes (zkumavky pro přípravu suspenze 55mm x 12 mm)	1000 ks	35
009760	INVITROGEL Work Station (REF 009761 + 009762) pro zkum. a gel.karty	1 ks	36
009761	INVITROGEL Stojánek pro zkumavky	1 ks	36
009762	INVITROGEL Stojánek pro gelové karty	1 ks	36
009763	INVITROGEL Stojánek pro diagnostické ery a reagenty, pro 6 lahvíček á 10 ml	1 ks	36
009765	INVITROGEL Stojánek pro 2 x 100 ml INVITROLISS	1 ks	37
009766	INVITROGEL Dispensor pro INVITROLISS (pro 100 ml a 500 ml balení LISS)	1 ks	37
009767	INVITROGEL Stojánek pro pipetu MP-1 s odpadním kontejnerem	1 ks	37
087700	Prohlížecí stěna gelových karet se zadním LED osvětlením	1 ks	

Analyzátoary

009790	CA-120 Přinoautomatický analyzátoar pro gelové karty INVITROGEL se 6 mikrozkuumavkami.	1 ks	64
--------	--	------	----

kat. číslo	výrobek	balení	katalog str. č.
009780	INVITROLYZER Bartolomeu Plnoautomatický analyzátor pro mikrotitrační desky Invitroplate MP s využitím tekutých diagnostik.	1 ks	63
009730	INVITROLYZER Octavian Centurion Plnoautomatický analyzátor pro gelové karty INVITROOCTA s 8 mikrozkuvkami a mikrotitrační desky Invitroplate MP s využitím tekutých diagnostik.	1 ks	64

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

1. Základní ustanovení

- 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
- 1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
- 1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší ceny za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

2. Objednávky

- 2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).
- 2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
- 2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavatel doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).

3. Ceny zboží a služeb

- 3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle dodavatelových aktuálních ceníků. O případných změnách cen vyzoomává dodavatel odběratele předem.
- 3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
- 3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné.
- 3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

4. Platební podmínky

- 4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
- 4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuta jiná lhůta splatnosti.
- 4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

5. Dodání

- 5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).
- 5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.
- 5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavatel náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

6. Odpovědnost za škody

- 6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavatelovi do 2 pracovních dnů.
- 6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
- 6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel obvykle zdarma instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořízován zápis.
- 6.4 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.
- 6.5 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

7. Použití občanského zákoníku

- 7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 2.1.2015

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel

Výhradní distributor pro ČR a SR:

**EUREX** *Medica*[®]**EUREX MEDICA, spol. s r.o.**

Výstavní 604/111
703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 599 526 510,
Fax: 596 614 507
e-mail: expedice@eurexmedica.cz
web: <http://www.eurexmedica.cz>

Objednávky zasílejte prosím písemně:

faxem na číslo: 596 614 507
e-mailem: obchod@eurexmedica.cz

Odborné dotazy:
RNDr. Eliška Rýznarová, mobil: 605 221 082, e-mail: ryznarova.e@eurexmedica.cz
Servisní technik:
Bc. Zdeněk Smelík, mobil: 737 229 258, e-mail: smelik.z@eurexmedica.cz