



EUREX Medica®

KATALOG

2022

HEMEDIS

***Vaky pro
parenterální výživu***



Katalogové číslo	Označení produktu	Název produktu	Balení ks/krabici
289.65	Obal Bexen 500 ml	Obal na vaky pro TPV do objemu 500 ml	10
289.66	Obal Bexen 1000 ml	Obal na vaky pro TPV do objemu 1000 ml	10
1021707E	MiXi50.P	EVA míchací vak pro TPV 50 ml, EO, P	120
1021708E	MiXi50.UVP	EVA míchací vak pro TPV 50 ml, EO, UV, P	120
1021702E	MiXi150.P	EVA míchací vak pro TPV 150 ml, EO, P	120
1021703E	MiXi150.UVP	EVA míchací vak pro TPV 150 ml, EO, UV, P	120
1021601E	MiXi150.BCXUV	EVA míchací vak pro TPV 150 ml, BC, X, EO, UV	120
1021602E	MiXi150.BCX	EVA míchací vak pro TPV 150 ml, BC, X, EO,	120
1021713E	MiXi300.P	EVA míchací vak pro TPV 300 ml, EO, P	120
1021716E	MiXi300.UVP	EVA míchací vak pro TPV 300 ml, EO, UV, P	120
1021717E	MiXi300.P3TS	EVA míchací vak pro TPV 300 ml, EO, P, 3TS	45
1021815E	MiXi300.P3TSUV	EVA míchací vak pro TPV 300 ml, EO, P, 3TS, UV	45
1021611E	MiXi250.BCX3TS	EVA míchací vak pro TPV 250 ml, EO, BC, X, 3TS	45
1021612E	MiXi300.BCXUV	EVA míchací vak pro TPV 300 ml, EO, BC, X, UV	120
1021613E	Mixi 250.BCX	EVA míchací vak pro TPV 250 ml, BC, X, EO	120
1021722E	MiXi500.P	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, EO, P	120
1021724E	MiXi500.P3TS	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, EO, P, 3TS	45
1021725E	MiXi500.UVP	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, EO, UV, P	120
1021728E	MiXi500.P3TSUV	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, EO, UV, P3TS	45
1021621E	MiXi500.BCX3TS	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, EO, BC, X, 3TS	45
1021622E	MiXi500.BCXUV	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, EO, BC, X, UV	120
1021623E	MiXi500.BCX	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, BC, X, EO	120
1021732E	MiXi1000.P	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, EO, P	105
1021733E	MiXi1000.P3TS	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, EO, P, 3TS	45
1021735E	MiXi1000.UVP	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, EO, UV, P	105
1021736E	MiXi1000.P3TSUV	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, EO, P, 3TS, UV	45
1021631E	MiXi1000.BCX3TS	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, EO, BC, X, 3TS	45
1021632E	MiXi1000.BCXUV	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, EO, BC, X, UV	105
1021633E	MiXi1000.BCX	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, BC, X, EO	105
1021742E	MiXi2000.P	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, EO, P	45
1021743E	MiXi2000.P3TS	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, EO, P, 3TS	30
1021744E	MiXi2000.P5	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, non reopening clamp, 5-pack, EO, P	60
1021746E	MiXi2000.P3TSUV	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, EO, P, 3TS, UV	30
1021747E	MiXi2000.UVP	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, EO, UV, P	45
1021641E	MiXi2000.BCX3TS	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, EO, BC, X, 3TS	30
1021642E	MiXi2000.BCXUV	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, EO, BC, X, UV	45
1021643E	MiXi2000.BCX	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, EO, BC, X	45

1021751E	MiXi3000.P	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, EO, P	45
1021752E	MiXi3000.P3TS	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, EO, P, 3TS	30
1021754E	MiXi3000.P3TSUV	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, EO, P, 3TS, UV	30
1021755E	MiXi3000.UVP	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, EO, UV, P	45
1021651E	MiXi3000.BCX3TS	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, EO, BC, X, 3TS	30
1021653E	MiXi3000.BC3TS700	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, EO, BC, X, 3TS, 700 mm KONČÍ. Je nahrazeno 1021651E MiXi3000.BCX3TS	30
1021654E	MiXi3000.BCXUV	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, EO, BC, X, UV	45
1021655E	MiXi3000.BCX	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, BC, X, EO,	45

1021761E	MiXi4000.P3TS	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, EO, P, 3TS	30
1021763E	MiXi4000.P	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, EO, P	30
1021764E	MiXi4000.P3TSUV	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, EO, P, 3TS, UV	30
1021765E	MiXi4000.UVP	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, EO, UV, P	30
1021661E	MiXi4000.BCX3TS	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, EO, BC, X, 3TS	30
1021662E	MiXi4000.BCXUV	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, EO, BC, X, UV	30
1021663E	MiXi4000.BCX	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, EO, BC, X	30

1021772E	MiXi5000.P	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, EO, P	30
1021773E	MiXi5000.P3TS	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, EO, P, 3TS	30
1021774E	MiXi5000.UVP	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, EO, UV, P	30
1021775E	MiXi5000.P3TSUV	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, EO, P, 3TS, UV	30
1021671E	MiXi5000.BCX3TS	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, EO, BC, X, 3TS	30
1021672E	MiXi5000.BCXUV	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, EO, BC, X, UV	30
1021673E	MiXi5000.BCX	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, EO, BC, X	30

1021904E	MiXi500.2CFLL	2C EVA míchací vak pro TPV 500/100 ml, EO, P, FLL	40
1021901E	MiXi1000.2CFLL	2C EVA míchací vak pro TPV 1000/350 ml, EO, P, FLL	30
1021902E	MiXi2000.2CFLL	2C EVA míchací vak pro TPV 2000/500 ml, EO, P, FLL	30
1021903E	MiXi3000.2CFLL	2C EVA míchací vak pro TPV 3000/800 ml, EO, P, FLL	30
1021930E	MiXi500.2CBC	2C EVA míchací vak pro TPV 500/100 ml, BC, EO	90
1021931E	MiXi1000.2CBC	2C EVA míchací vak pro TPV 1000/350 ml,BC,EO	30
1021932E	MiXi2000.2CBC	2C EVA míchací vak pro TPV 2000/500 ml,BC,EO	30
1021933E	MiXi3000.2CBC	2C EVA míchací vak pro TPV 3000/800 ml,BC,EO	30

1021924E	MiXi500. 2CFLLUV	2C EVA míchací vak pro TPV 500/100 ml, FLL, UV, EO	40
1021921E	MiXi1000.2CFLLUV	2C EVA míchací vak pro TPV 1000/350 ml, FLL, UV, EO	30
1021922E	MiXi2000.2CFLLUV	2C EVA míchací vak pro TPV 2000/500 ml, FLL, UV, EO	40
1021923E	MiXi3000.2CFLLUV	2C EVA míchací vak pro TPV 3000/800 ml, FLL, UV,EO	30

1021910E	MiXi1000.3CFLL	3C EVA míchací vak pro TPV 500/300/200 ml, FLL, EO	30
1021911E	MiXi2000.3CFLL	3C EVA míchací vak pro TPV 750/750/500 ml, FLL,EO	30
1021912E	MiXi3200.3CFLL	3C EVA míchací vak pro TPV 1600/1000/600 ml, FLL, EO	30
1021913E	MiXi950.3CFLL	3C EVA míchací vak pro TPV 300/300/350 ml, FLL, EO	45
1021914E	MiXi1700.3CFLL	3C EVA míchací vak pro TPV 500/500/750 ml, FLL,EO	30
1021925E	MiXi1000.3CFLLUV	3C EVA míchací vak pro TPV 500/300/200 ml, FLL, EO, UV	30

1021915E	MiXi400.4CMLL	4C EVA míchací vak pro TPV 4x100 ml, MLL, EO	30
----------	---------------	--	----

1021600E	MiXi150.BC	EVA míchací vak pro TPV 150 ml, BC, EO	120
1021610E	MiXi250.BC	EVA míchací vak pro TPV 250 ml, BC, EO	120
1021620E	MiXi500.BC	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, BC, EO	120
1021630E	MiXi1000.BC	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, BC, EO	105
1021640E	MiXi2000.BC	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, BC, EO	45
1021650E	MiXi3000.BC	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, BC, EO	45
1021660E	MiXi4000.BC	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, BC, EO	30
1021670E	MiXi5000.BC	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, BC, EO	30
1021652E	MiXi3000.BC6TS	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, (6way) BC, EO	20

1021690E	MiXiSAFE150.BC	EVA míchací vak pro TPV 150 ml, vícevrstvý, EO	90
1021691E	MiXiSAFE300.BC	EVA míchací vak pro TPV 300 ml, vícevrstvý, EO	90
1021692E	MiXiSAFE500.BC	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, vícevrstvý, EO	90
1021693E	MiXiSAFE1000.BC	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, vícevrstvý, EO	90
1021694E	MiXiSAFE2000.BC	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, vícevrstvý, EO	45
1021695E	MiXiSAFE3000.BC	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, vícevrstvý, EO	45
1021696E	MiXiSAFE4000.BC	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, vícevrstvý, EO	30
1021697E	MiXiSAFE5000.BC	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, vícevrstvý, EO	30

1021790E	MiXiSAFE150.FLL	EVA míchací vak pro TPV 150 ml, vícevrstvý, EO	90
1021791E	MiXiSAFE300.FLL	EVA míchací vak pro TPV 300 ml, vícevrstvý, EO	90
1021792E	MiXiSAFE500.FLL	EVA míchací vak pro TPV 500 ml, vícevrstvý, EO	90
1021793E	MiXiSAFE1000.FLL	EVA míchací vak pro TPV 1000 ml, vícevrstvý, EO	90
1021794E	MiXiSAFE2000.FLL	EVA míchací vak pro TPV 2000 ml, vícevrstvý, EO	45
1021795E	MiXiSAFE3000.FLL	EVA míchací vak pro TPV 3000 ml, vícevrstvý, EO	45
1021796E	MiXiSAFE4000.FLL	EVA míchací vak pro TPV 4000 ml, vícevrstvý, EO	30
1021797E	MiXiSAFE5000.FLL	EVA míchací vak pro TPV 5000 ml, vícevrstvý, EO	30

102672E	MiXiSet.T3	3TS 1000 mm, EO, FLL konektor	60
102673E	MiXiSet.T3MC	3TS 1000 mm, EO, MC konektor	60
102674E	MiXiSet.T3MC700	3TS 700 mm, EO, MC konektor	60
102699	ALM-V	Adaptér Large-Lock, samec, ventil, 5 ks v balení	300
1026100	AS-V	Adaptér špičatý ventil	300
102697	MIBSet.ALLw-LM	Adaptér Luer-Lock, samice - Large-Lock, samec, 5 ks v balení	300
102698	Adapter.ALLm-LW	Adaptér Luer-Lock, samec - Large-Lock, samice	300

1027001	Krytka plnicího portu	Baleno po 10 ks v jednom sterilním balení. Lze zaslat libovolný počet těchto sterilních balení.	300
1027002	Krytka plnicího portu	Baleno po 25 ks v jednom sterilním balení. Lze zaslat libovolný počet těchto sterilních balení.	240
1027003	Krytka plnicího portu	Baleno po 100 ks v jednom sterilním balení. Lze zaslat libovolný počet těchto sterilních balení.	60

330304	Jednorázová svorka	Standardní balení po 2500 ks. Na požádání lze odpočítat libovolný počet ks. Baleno nesterilně.	2500
108150	Kryovak 250 ml	Pro kryokonzervaci buněk, krevních složek a produktů a pro pupečnickovou krev do -196°C	35
108151	Kryovak 500 ml		35
109106 až 109109	Otvírač ampulí	Zařízení na otevírání skleněných ampulí 1 ml, 5 ml, 10 ml nebo 20 ml.	1
109166 až 109169	Zvedací podložka pod otvírač ampulí	Slouží ke snadnému odebrání otevřených ampulí.	1

Pozn.:

vaky řady MiXi jsou standardně vybaveny sterilní náhradní krytkou plnicího portu již v balení vaku

BC – (Big Connector) velký konektor plnicího portu, kompatibilní s plnicími zařízeními běžnými na trhu

X – podávací port vybaven nátrubkovým konektorem (alu flip cap - bezpečnostní konektor

při zavádění hrotu infuzního setu)

EVA - ethylenvinylacetát

EO – sterilizováno ethylenoxidem

FLL – (Filling Luer Lock) plnicí port je vybaven konektorem Luer Lock, vhodný pro manuální plnění

P - permanentní/jednorázová svorka (nelze znovu otevřít)

SAFE – vícevrstvý materiál stěn vaku s UV ochranou (transparentní zbarvení), vodo- a plynonepropustnou

bariérou (vhodné pro dlouhodobé skladování)

TPV – totální parenterální výživa

UV - ochrana obsahu vaku před UV zářením (průhledné žluté provedení vaku)

3TS – 3-cestný plnicí set

6TS – 6-cestný plnicí set

2C – 2-komorový vak

3C – 3-komorový vak

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

1. Základní ustanovení

- 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
- 1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
- 1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší ceny za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

2. Objednávky

- 2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).
- 2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
- 2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).
- 2.4 Zasláná poptávka a objednávka je považována za souhlas s využitím nezbytně nutných kontaktních/osobních údajů pro vyřízení poptávky a obchodního případu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016.

3. Ceny zboží a služeb

- 3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle dodavatelových aktuálních ceníků. O případných změnách cen vyzumívá dodavatel odběratele předem.
- 3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
- 3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli. Poštovné a balné ve výši 200,- Kč bez DPH (pro SK 12 € bez DPH, v případě zateplených zásilek 17 € bez DPH) hradí u menších dodávek objednavatel. U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH (250 € bez DPH) a vyšší hradí balné a poštovné / přepravu v rámci České republiky a Slovenské republiky dodavatel. Netýká se poštovného u objednávek kalibrací.
- 3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

4. Platební podmínky

- 4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
- 4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 14. dnů, pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta splatnosti.
- 4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

5. Dodání

- 5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).
- 5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.
- 5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

6. Odpovědnost za škody

- 6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží překontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavateli do 2 pracovních dnů.
- 6.2 Vyzkazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
- 6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.
- 6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.
- 6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.
- 6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

7. Použití občanského zákoníku

- 7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.



EUREX Medica®

EUREX MEDICA, spol. s r.o.
Výstavní 604/111
703 00 Ostrava – Vítkovice
Česká republika
Tel.: 599 526 510,
Fax: 596 614 507

WEB: www.eurexmedica.cz
E-mail: expedice@eurexmedica.cz

