



EUREX *Medica*®

KATALOG 2016

**Pipety, dávkovací
zařízení a příslušenství**






Microlit a MTC INVITRO

Kat. číslo	Produkt Microlit
RBO-2	Mikropipeta nastavitelná 0,2-2,0 µl
RBO-10	Mikropipeta nastavitelná 0,5-10 µl
RBO-20	Mikropipeta nastavitelná 2-20 µl
RBO-50	Mikropipeta nastavitelná 5-50 µl
RBO-100	Mikropipeta nastavitelná 10-100 µl
RBO-200	Mikropipeta nastavitelná 20-200 µl
RBO-1000	Mikropipeta nastavitelná 100-1000 µl
RBO-5000	Mikropipeta nastavitelná 500-5000 µl
RBO-10000	Mikropipeta nastavitelná 1000-10000 µl
Popis	Vysoce přesné mikropipety pro moderní sofistikované uživatele z oblastí molekulární biologie, mikrobiologie, imunologie, analytické chemie, biochemie, genetiky atd. Autoklávovatelná, odhazuje špičky. Snadná volba objemu pomocí otočného pístu, lze pracovat v rukavicích. Otočný píst a vyhazovač špiček lze ovládat pravou i levou rukou. Kalibrační protokol výrobce je součástí dodávky pipety.



Kat. číslo	Produkt Microlit
MM-5	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 5 µl
MM-10	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 10 µl
MM-20	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 20 µl
MM-25	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 25 µl
MM-50	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 50 µl
MM-100	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 100 µl
MM-200	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 200 µl
MM-250	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 250 µl
MM-500	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 500 µl
MM-1000	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 1000 µl
Popis	Optimální délka 130 mm. Vhodné pro praváky i leváky. Mikropipety jsou autoklávovatelné, kalibrovatelné, jednotlivé objemy jsou odlišeny barvou ovladače.







Kat. číslo	Produkt Microlit
MS-1	<p>Stojánek pro 3 mikropipety. Jednotlivé objemy jsou odlišeny barvou ovladače, což usnadňuje volbu pipety ze stojánku.</p> 
Kat. číslo	Špičky
AT-200-BaN	<p>Špičky pro mikropipety do objemu 200 µl, nesmáčivé</p> <p>1000 ks</p>
AT-1000-BaN	<p>Špičky pro mikropipety do objemu 1000 µl, nesmáčivé</p> <p>1000 ks</p>
Kat. číslo	Produkt Microlit
<p>BTDR-1</p> <p>BTDR-2</p> <p>BTDR-3</p> <p>BTDR-4</p> <p>BTDR-5</p> <p>BTDR-6</p> <p>BTDR-7</p>	<p>Dispenzor 0,25-2,5 ml</p> <p>Dispenzor 0,5-5 ml</p> <p>Dispenzor 1-10 ml</p> <p>Dispenzor 2,5-30 ml</p> <p>Dispenzor 5-60 ml</p> <p>Dispenzor 10-100 ml</p> <p>Dispenzor 100-500 ml</p>
<p>Popis</p>	<p>Pro dávkování reagentů a chemikálií. Jednoduché nastavení dávkovaného objemu pomocí aretačního knoflíku. Vysoká přesnost a spolehlivost. Polohovatelná dávkovací tryska. Plně autoklávovatelné.</p>    


Kat. číslo	Produkt Microlit
NE-WG	Pipetovací nástavec
NE-WV	Pipetovací nástavec
NE-WR	Pipetovací nástavec
Popis	<p>Pro dávkování kapalin prostřednictvím plastové či skleněné pipety. Vhodné pro pipety od 0,1 ml do 100 ml. Ovládání plnění a dávkování jedním prstem. Plynulá regulace rychlosti plnění a dávkování. Bez napájení vydrží až osm hodin. Autoklávatelné adaptéry pipety a držáky filtrů. Stav nabíjení a baterie je indikován na přístroji červenou a zelenou LED kontrolkou.</p>



Kat. číslo	Produkt Microlit
ME-10	Elektronická pipeta 0,2-10 µl
ME-120	Elektronická pipeta 5-120 µl
ME-300	Elektronická pipeta 20-300 µl
ME-1000	Elektronická pipeta 50-1000 µl
ME-5000	Elektronická pipeta 100-5000 µl
Popis	<p>Kompletní řešení pro všechny potřeby zahrnující rozpětí od 0,2 do 5 000 µl. Možnost nabíjení v průběhu pipetování. Při plném nabití baterií aktivní 8 hodin</p>



Kat. číslo	Produkt Microlit	
RBO-MCA/8	8-mi kanálová mikropipeta 0,5-10 µl	
RBO-MCA/8	8-mi kanálová mikropipeta 2-20 µl	
RBO-MCA/8	8-mi kanálová mikropipeta 5-50 µl	
RBO-MCA/8	8-mi kanálová mikropipeta 10-100 µl	
RBO-MCA/8	8-mi kanálová mikropipeta 20-200 µl	
RBO-MCA/8	8-mi kanálová mikropipeta 40-300 µl	
RBO-MCA/12	12-ti kanálová mikropipeta 0,5-10 µl	
RBO-MCA/12	12-ti kanálová mikropipeta 2-20 µl	
RBO-MCA/12	12-ti kanálová mikropipeta 5-50 µl	
RBO-MCA/12	12-ti kanálová mikropipeta 10-100 µl	
RBO-MCA/12	12-ti kanálová mikropipeta 20-200 µl	
RBO-MCA/12	12-ti kanálová mikropipeta 40-300 µl	
Popis	Plně autoklávovatelná multikanálová mikropipeta s nastavcem rotovatelným o 360°.	
		

Kat. číslo	Produkt MTC INVITRO	
9742	<p data-bbox="480 1245 775 1272">INVITROPIPETOR MP-1</p> <p data-bbox="389 1323 815 1350">Dávkovací pipeta 10 µl, 25 µl, 50 µl</p> <p data-bbox="389 1395 868 1487">Jedním nasátím možno naplnit 10 µl do 32 jamek, 25 µl do 12 jamek nebo 50 µl do 6 jamek</p> <p data-bbox="389 1532 868 1592">Objem nastavitelný pomocí voliče objemů na rukojeti</p> <p data-bbox="389 1637 868 1700">Rychlé a bezpečné odstranění špičky po použití</p>	
9726	<p data-bbox="421 1843 834 1904">MTC Tips Špičky pro pipetu MP-1 (5x 1000 ks nebo 1x 1 000 ks)</p>	

Kat. číslo

Produkt MTC INVITRO

9725

MTC Tips Box
Špičky upevněné v boxu pro pipetu
MP-1 (12x384 ks, nesterilní)



9767

INVITROGEL Stojánek pro pipetu
MP-1 s odpadním kontejnerem



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.

1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.

1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší cenou za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

2. Objednávky

2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zasláné prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).

2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).

2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavatel doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).

3. Ceny zboží a služeb

3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle dodavatelových aktuálních ceníků. O případných změnách cen vyrozumívá dodavatel odběratele předem.

3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.

3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné. U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/přepřevážku v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovního u objednávek kalibrační).

3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

4. Platební podmínky

4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.

4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuta jiná lhůta splatnosti.

4.3 V případě odběratelova prodloužení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

5. Dodání

5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).

5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.

5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavatel náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

6. Odpovědnost za škody

6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavatelovi do 2 pracovních dnů.

6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.

6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.

6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.

6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetřením či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.

6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.


7. Použití občanského zákoníku

7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 13.7.2016

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel

Microlit



EUREX *Medica*[®]

EUREX MEDICA, spol. s r.o.
Výstavní 604/111
703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 599 526 510,
Fax: 596 614 507
WEB: www.eurexmedica.cz
E-mail: expedice@eurexmedica.cz

Verze:
13.07.16/PN