



EUREX *Medica*®

KATALOG 2018


**Pipety, dávkovací
zařízení a příslušenství**

Microlit a MTC INVITRO

Kat. číslo	Mikropipety Microlit
RBO-2	Mikropipeta nastavitelná 0,2-2,0 μ l
RBO-10	Mikropipeta nastavitelná 0,5-10 μ l
RBO-20	Mikropipeta nastavitelná 2-20 μ l
RBO-50	Mikropipeta nastavitelná 5-50 μ l
RBO-100	Mikropipeta nastavitelná 10-100 μ l
RBO-200	Mikropipeta nastavitelná 20-200 μ l
RBO-1000	Mikropipeta nastavitelná 100-1000 μ l
RBO-5000	Mikropipeta nastavitelná 500-5000 μ l
RBO-10000	Mikropipeta nastavitelná 1000-10000 μ l
Popis	<p>Vysoce přesné mikropipety pro moderní sofistikované uživatele z oblastí molekulární biologie, mikrobiologie, imunologie, analytické chemie, biochemie, genetiky atd. Autoklávovatelná, odhazuje špičky. Snadná volba objemu pomocí otočného pístu, lze pracovat v rukavicích. Otočný píst a vyhazovač špiček lze ovládat pravou i levou rukou. Kalibrační protokol výrobce je součástí dodávky pipety.</p>



Kat. číslo	Mikropipety Microlit
RBO-F-1	Mikropipeta s fixním objemem 1 μ l
RBO-F-2	Mikropipeta s fixním objemem 2 μ l
RBO-F-5	Mikropipeta s fixním objemem 5 μ l
RBO-F-10	Mikropipeta s fixním objemem 10 μ l
RBO-F-20	Mikropipeta s fixním objemem 20 μ l
RBO-F-25	Mikropipeta s fixním objemem 25 μ l
RBO-F-50	Mikropipeta s fixním objemem 50 μ l
RBO-F-100	Mikropipeta s fixním objemem 100 μ l
RBO-F-200	Mikropipeta s fixním objemem 200 μ l
RBO-F-250	Mikropipeta s fixním objemem 250 μ l
RBO-F-500	Mikropipeta s fixním objemem 500 μ l
RBO-F-1000	Mikropipeta s fixním objemem 1000 μ l
RBO-F-2000	Mikropipeta s fixním objemem 2000 μ l
RBO-F-5000	Mikropipeta s fixním objemem 5000 μ l
RBO-F-10000	Mikropipeta s fixním objemem 10000 μ l
Popis	<p>Autoklávovatelná, odhazuje špičky.</p>






Kat. číslo	Mikropipety Microlit
MM-5	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 5 µl
MM-10	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 10 µl
MM-20	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 20 µl
MM-25	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 25 µl
MM-50	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 50 µl
MM-100	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 100 µl
MM-200	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 200 µl
MM-250	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 250 µl
MM-500	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 500 µl
MM-1000	Mikropipeta LI'LPET na pevný objem 1000 µl
Popis	Optimální délka 130 mm. Vhodné pro praváky i leváky. Mikropipety jsou autoklávodatelné, kalibrovatelné, jednotlivé objemy jsou odlišeny barvou ovladače.

Kat. číslo	Stojánky Microlit
MS-I	Stojánek pro 3 mikropipety.
MS-II	Stojánek pro 6 mikropipet.

MS-I

MS-II

Kat. číslo	Špičky	
MTSP	Špičky pro mikropipety do objemu 10 µl	100 ks
AT-200-BaN	Špičky pro mikropipety do objemu 200 µl, nesmáčivé.	1000 ks
AT-1000-BaN	Špičky pro mikropipety do objemu 1000 µl, nesmáčivé.	1000 ks
MT-V	Špičky pro mikropipety do objemu 5000 µl.	100 ks
MT-IV	Špičky pro mikropipety do objemu 10000 µl.	100 ks

Kat. číslo	Dispenzory Microlit	
BTDR-1 BTDR-2 BTDR-3 BTDR-4 BTDR-5 BTDR-6	Dispenzor 0,25-2,5 ml Dispenzor 0,5-5 ml Dispenzor 1-10 ml Dispenzor 2,5-30 ml Dispenzor 5-60 ml Dispenzor 10-100 ml	
Popis	Pro dávkování reagensů a chemikálií. Jednoduché nastavení dávkovaného objemu pomocí aretačního knoflíku. Vysoká přesnost a spolehlivost. Polohovatelná dávkovací tryska. Plně autoklávovatelné.	
BEAT-2,5 BEAT-5 BEAT-10 BEAT-30 BEAT-60 BEAT-100	Dispenzor Beatus 0,25-2,5 ml Dispenzor Beatus 0,5-5 ml Dispenzor Beatus 1-10 ml Dispenzor Beatus 2,5-30 ml Dispenzor Beatus 5-60 ml Dispenzor Beatus 10-100 ml	
Popis	Dispenzor s recirkulačním ventilem.	
ULT-2,5 ULT-5 ULT-10 ULT-30 ULT-60 ULT-100	Dispenzor Ultimus 0,25-2,5 ml Dispenzor Ultimus 0,5-5 ml Dispenzor Ultimus 1-10 ml Dispenzor Ultimus 2,5-30 ml Dispenzor Ultimus 5-60 ml Dispenzor Ultimus 10-100 ml	
Popis	Patentované nasávání ze 2 zásobních lahví.	

Kat. číslo	Pipetovací nástavec Microlit
NE-GG	Pipetovací nástavec šedý
NE-GR	Pipetovací nástavec šedo-červený
NE-GV	Pipetovací nástavec šedo-fialový
NE-GB	Pipetovací nástavec šedo-modrý
Popis	<p>Pro dávkování kapalin prostřednictvím plastové či skleněné pipety. Vhodné pro pipety od 0,1 ml do 100 ml. Ovládání plnění a dávkování jedním prstem. Plynulá regulace rychlosti plnění a dávkování. Bez napájení vydrží až osm hodin. Autoklávovatelné adaptéry pipety a držáky filtrů. Stav nabíjení a baterie je indikován na přístroji červenou a zelenou LED kontrolkou.</p>



Kat. číslo	Elektronická pipeta Microlit
ME-10	Elektronická pipeta 0,2-10 μ l
ME-120	Elektronická pipeta 5-120 μ l
ME-300	Elektronická pipeta 20-300 μ l
ME-1000	Elektronická pipeta 50-1000 μ l
ME-5000	Elektronická pipeta 100-5000 μ l
Popis	<p>Kompletní řešení pro všechny potřeby zahrnující rozpětí od 0,2 do 5 000 μl. Možnost nabíjení v průběhu pipetování. Při plném nabití baterií aktivní 8 hodin</p>



Kat. číslo**Produkty MTC INVITRO**

9742

INVITROPIPETOR MP-1

Dávkovací pipeta 10 µl, 25 µl, 50 µl

Jedním nasátím možno naplnit 10 µl do 32 jamek, 25 µl do 12 jamek nebo 50 µl do 6 jamek

Objem nastavitelný pomocí voliče objemů na rukojeti

Rychlé a bezpečné odstranění špičky po použití



9726

MTC Tips Špičky pro pipetu MP-1
(5x 1000 ks nebo 1x 1 000 ks)

9725

MTC Tips Box
Špičky upevněné v boxu pro pipetu
MP-1 (12x384 ks, nesterilní)

9767

INVITROGEL Stojánek pro pipetu
MP-1 s odpadním kontejnerem

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

1. Základní ustanovení

- 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
- 1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
- 1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší ceny za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

2. Objednávky

- 2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zasláné prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).
- 2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
- 2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavatel doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).
- 2.4 Zasláná poptávka a objednávka je považována za souhlas s využitím nezbytně nutných kontaktních/osobních údajů pro vyřízení poptávky a obchodního případu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016.

3. Ceny zboží a služeb

- 3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle dodavatelových aktuálních ceníků. O případných změnách cen vyzoomívá dodavatel odběratele předem.
- 3.2 Ceníkové ceny nezahnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
- 3.3 Ceníkové ceny zboží nezahnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné. U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/převpravu v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovního u objednávek kalibrací).
- 3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

4. Platební podmínky

- 4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
- 4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuta jiná lhůta splatnosti.
- 4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

5. Dodání

- 5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).
- 5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.
- 5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavatel náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

6. Odpovědnost za škody

- 6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavatel do 2 pracovních dnů.
- 6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
- 6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.
- 6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.
- 6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.
- 6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

7. Použití občanského zákoníku

- 7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 01.12.2017

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel





EUREX *Medica*[®]

EUREX MEDICA, spol. s r.o.
Výstavní 604/111
703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 599 526 510,
Fax: 596 614 507
WEB: www.eurexmedica.cz
E-mail: expedice@eurexmedica.cz