







EUREX *Medica*®


KATALOG 2018






MICROS Austria

*Přístroje a příslušenství
pro histologická vyšetření*





Katalog produktů firmy MICROS Austria

Katalog. číslo	Označení produktu	Popis produktu	Balení/ks	
Nerezové čepelky pro mikrotomy				
109206	MS24	<p>Výborná trvanlivost a ostrost, speciálně tvrzeno pro tvrdé tkáně.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhodné pro vzorky standardní, bioptické, měkké a tvrdé tkáně, sériové řezy a tenké řezy. Nejvhodnější pro tvrdé tkáně, bioptické vzorky a sériové řezy. Nerezová ocel. Nízký profil. Rozměry 0,25x8x80 mm. Úhel broušení 35°. Zásobník s 50 ks. 	1 bal.	
109207	MS33	<ul style="list-style-type: none"> Nejlepší ostrost pro velmi tenké řezy. Vhodné pro vzorky standardní, bioptické, měkké a tvrdé tkáně, tenké a velmi tenké řezy. Nejvhodnější pro velmi tenké řezy. Nerezová ocel. Nízký profil. Rozměry 0,25x8x80 mm. Úhel broušení 30°. Zásobník s 50 ks. 	1 bal.	
109208	MS34	<ul style="list-style-type: none"> Excelentní ostrost pro ultratenké řezy. Vhodné pro tenké, velmi tenké a ultratenké řezy. Nejvhodnější pro ultratenké řezy (ledviny, lymfatické uzliny apod.) Nerezová ocel. Nízký profil. Rozměry 0,25x8x80 mm. Úhel broušení 22°. Zásobník s 50 ks. 	1 bal.	
109210	MS100	<ul style="list-style-type: none"> Pro univerzální použití, s dlouhou životností. Úhel broušení 35°. Nerezová ocel. Rozměry 0,25x8x80 mm. Zásobník s 50 ks. 	1 bal.	

109211	MS200	<ul style="list-style-type: none"> • Pro rutinní práci i obtížné tkáně. • Univerzální, robustní. • S výbornou ostrostí a životností. • Teflonem ošetřený povrch. • Rozměry 0,25x8x80 mm • Úhel broušení 35° • Zásobník s 50 ks 	1 bal.	
109212	MS300	<ul style="list-style-type: none"> • Pro velmi tenké a sériové řezy kostí • Robustní • S vynikající ostrostí a dlouhou životností • Plazmová povrchová úprava • Rozměry 0,25x8x80 mm • Úhel broušení 35° • Zásobník s 50 ks 	1 bal.	
10909	HIGH PROFILE	<ul style="list-style-type: none"> • Vhodné pro kryokrájení. • Materiál: nerezová ocel. • Úhel broušení 35°. • Rozměry 0,32x14x80 mm. • Zásobník s 50 ks. 	1 bal.	
Mikrotomy				
	RAZOR	<p>Manuální rotační mikrotom pro precizní krájení parafinových řezů pomocí jednorázových žilettek. Plynulý pohyb ručního kola s bezpečnostní páčkou zajišťuje ergonomickou manipulaci přístroje. Tloušťku řezu lze nastavit v rozmezí 0,5 um – 60 um. Rozměry 460x460x280 mm, váha 36 kg.</p>	1 ks	
	STEELY	<p>Manuální rotační mikrotom pro precizní krájení parafinových řezů pomocí ocelového nože. Popis výrobku - viz. RAZOR.</p>	1 ks	

	RAZOR-E	Plně automatický rotační mikrotom s držákem pro jednorázové žiletky. Dokonalé ergonomické uspořádání ovládacích prvků umožňuje snadnou manipulaci. Tloušťku řezu lze nastavit v rozmezí od 0,5 um - 60 um a automatické řezání ve 3 krocích: 1:10 um, 2:20 um, 3:30 um. Výkonný motorový pohon, vysoká stabilita a přesnost řezu. Integrovaný LCD displej.	1 ks	
	STEELY-E	Plně automatický rotační mikrotom s držákem pro ocelový nůž. Popis výrobku - viz. RAZOR-E.	1 ks	
Trimovací nože				
109220	MS130	Speciální nůž pro řezání vzorků tkáně aniž by došlo k deformaci. Nejvhodnější pro velké části tkání. Úhel 22°, délka 130 mm, šířka 18 mm. Zásobník s 50 ks.	1 bal.	
109221	MS260	Speciální nůž pro řezání vzorků tkáně aniž by došlo k deformaci. Nejvhodnější pro velké části tkání. Úhel 22°, délka 260 mm, šířka 18 mm. Zásobník s 50 ks.	1 bal.	
Zařízení na otavování parafinu z bločku				
	COASTLINE	Speciálně navržen pro histologické laboratoře na odstranění přebytečného parafinu z tkáňových kazet. Jednoduchým pohybem tkáňové kazety přes vytápěný povrch se přebytečný parafin odstraní a shromažďuje se ve sběrném odpadním boxu. Riziko zranění je eliminováno.	1 ks	

Sušičky				
	ISLAND	Vodní lázeň a sušička v jednom. Teplotu je možné nastavit v rozmezí okolní teploty až 99°C. Eloxovaný černý povrch "Stacking Tiles" poskytuje vysoký kontrast vzorků. Kapacita 16 sklíčků najednou. Teplota se nastavuje pomocí digitálního displeje.	1 ks	
	DESERT	Sušička vzorků Desert je určen pro sušení parafinových vzorků na podložním sklíčku. Teplotu je možné nastavit v rozmezí okolní teploty až 99°C. Eloxovaný černý povrch "Stacking Tiles" poskytuje vysoký kontrast vzorků. Sušička nabízí také velkou kapacitu (max. 44 vzorků najednou) pro sušení. Teplota se nastavuje pomocí digitálního displeje.	1 ks	
Vodní lázeň				
	OASIS	Vodní lázeň s kapacitou 2,3 l. Černý povrch nabízí nejlepší kontrast při identifikaci vzorků. Teplota v rozmezí od pokojové teploty do 75°C. Vnější rozměry: Ø 270 mm x 210 mm výška. Vnitřní rozměry: Ø 210 mm x 65 mm výška.	1 ks	
	SEAFIRE	Vodní lázeň se spodním prosvětlením. Rozmezí teploty 0-85°C. Vnitřní rozměry: 350 mm x 220 mm x 45 mm. Vnější rozměry: 410 mm x 510 mm x 150 mm.	1 ks	
Chladicí plotna				
120110	Chladicí plotna	Chladicí plotna umožňuje rychlé a snadné chlazení parafinových bloků. Rozsah teploty -2°C až -15°C. Rozměry 535x330x358 mm. Pro 48 ks kazet.	1 ks	

Zalévací parafínová linka				
120201 120202 120203	Volcano	Zalévací parafínová linka	1 ks	
Příslušenství				
120970	Skladovací box	Archivní skladovací box. Obsahuje 2 zásuvky, každá zásuvka je pro 126 parafinových bloků. Boxy lze skládat na sebe. Rozměry: 299x25x110 mm.	1 ks	
120960	Houbičky na biopsii	Vejde se do většiny kazet. Rozměry: 25,4 x 31,5 mm. Baleno po 1000 ks.	1 bal.	
900861	Box na 25 sklíček	Uvnitř číselná vložka. Baleno po 5 ks.	1 ks	
900862	Box na 100 sklíček	Uvnitř číselná vložka. Baleno po 5 ks.	1 ks	
900863	Kartónová složka	Album z lepenky s drážkami pro sklíčka. Kapacita 20 sklíček. Baleno po 5 ks.	1 ks	

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.

1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.

1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší ceny za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

2. Objednávky

2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).

2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).

2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).

3. Ceny zboží a služeb

3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle dodavatelových aktuálních ceníků. O případných změnách cen vyznává dodavatel odběratele předem.

3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.

3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné ve výši 190,- Kč bez DPH. U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/přepravu v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovného u objednávek kalibrací).

3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

4. Platební podmínky

4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.

4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuta jiná lhůta splatnosti.

4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

5. Dodání

5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodání prostřednictvím pošty na dodejku).

5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.

5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

6. Odpovědnost za škody

6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavateli do 2 pracovních dnů.

6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.

6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.

6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.

6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.

6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

7. Použití občanského zákoníku

7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 01.12.2017

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel



EUREX *Medica*[®]

EUREX MEDICA, spol. s r.o.

Výstavní 604/111

703 00 Ostrava – Vítkovice

Tel.: 599 526 510,

Fax: 596 614 507

e-mail: expedice@eurexmedica.cz

web: <http://www.eurexmedica.cz>

microS
AUSTRIA

EUREX *Medica*^{s. r. o.}