



**EUREX** *Medica*®


# KATALOG

## 2018

*RoweMed*

*FILTRY a FILTROVÉ SETY*

**RowePaed M / RowePaed / RoweFil / RoweEpiflow**



## Katalog produktů firmy RoweMed

### RoweFil

Katalog. číslo	Délka (cm)	Průměr (mm)	Plnicí objem (ml)	Filtr	Barva	Balení (ks v krabici)
A-2356*	10	1,5 x 2,7	2,20	0,2 µm nylon	modrá	50
A-2357	10	1,5 x 2,7	2,20	0,2 µm PET	světle modrá	50
A-2358**	10	3,0 x 4,1	2,60	1,2 µm PET	žlutá	50
A-2361	10	1,5 x 2,7	2,20	0,2 µm PES	-	50

- Infuzní filtr s pozitivně nabitou 0,2 µm nylonovou membránou pro separaci mikrobů a částic až po dobu 120 hodin \*
- Odvzdušnění samostatným bakteriálním filtrem
- Kompatibilní se všemi DIN Luer-Lock konektory ( DIN EN 1707 / DIN EN 20594-1)
- Snadné připojení k systému
- Plocha filtru 13,5 cm<sup>2</sup>
- Průhledná koncovka / hadička / pouzdro
- Vizuální kontrola toku léčiv
- Infuzní filtr pro aplikaci lipidů včetně parenterální výživy „all-in-one“ s 1,2 µm PET membránou k zábraně mikrobakteriální a částicové kontaminace \*\*



## Katalog produktů firmy RoweMed

### RoweFil

Katalog. číslo	Délka (cm)	Průměr (mm)	Plnicí objem (ml)	Filtr	Barva	Balení (ks v krabici)
A-2362	10/50	1,5 x 2,7	4,85	0,2 µm PES	-	240
A-2368*	10	1,5 x 2,7	2,65	0,2 µm nylon + svorka + otočná pojist. matice IN	modrá	50
A-2373	2 x 10	3,0 x 4,1	3,40	1,2 µm PET	žlutá	50
A-2374*	10	1,5 x 2,7	2,40	0,2 µm nylon + zpětný ventil	modrá	50
A-2377*	10	1,5 x 2,7	2,65	0,2 µm nylon + svorka + otočná pojist. matice HR	modrá	50

- Infuzní filtr s pozitivně nabitou 0,2 µm nylonovou membránou pro separaci mikrobů a částic až po dobu 120 hodin
- Odvzdušnění samostatným bakteriálním filtrem
- Kompatibilní se všemi DIN Luer-Lock konektory ( DIN EN 1707 / DIN EN 20594-1)
- Snadné připojení k systému
- Plocha filtru 13,5 cm<sup>2</sup>
- Průhledná koncovka / hadička / pouzdro
- Vizuální kontrola toku léčiv



## Katalog produktů firmy RoweMed

### RowePaed

Katalog. číslo	Materiál (cm)	Plnicí objem (ml)	Připojení Luer Lock	Filtr	Balení (ks v krabici)
A-6600*	MABS	0,7	fLL/mLL	0,2 µm nylon	1 000
A-6601	MABS	0,7	fLL/mLL	1,2 µm PET	1 000
A-6602	MABS	0,7	fLL/mLL	0,2 µm PET	1 000
A-6603	MABS	0,7	fLL/mLL	0,2 µm PET	1 000
A-6604	MABS	0,7	fLL/mLL	1,2 µm PET	1 000
A-6605 *	MABS	0,7	fLL/mLL	0,2 µm nylon	1 000
A-6606	MABS	0,7	fLL/mLL	0,2 µm PES	1 000

- Infuzní filtry (speciálně pro pediatrii)
- 0,2 µm nylonová membrána s pozitivně nabitým povrchem pro separaci endotoxinů \*
- Odvzdušnění samostatným bakteriálním filtrem
- Kompatibilní se všemi DIN Luer-Lock konektory (DIN EN 1707 / DIN EN 20594-1)
- Plocha filtru 4 cm<sup>2</sup>
- Otočná pojistná matice
- Vizuální kontrola toku léčiv



## Katalog produktů firmy RoweMed

### *RoweInfuset s RowePaed M*

Katalog. číslo	Materiál	Průměr hadičky (v mm)	Plnicí objem (ml)	Připojení Luer Lock	Filtr	Balení (ks v krabici)
A-2310*	PUR	1,0 x 2,0	0,5	fLL/mLL	0,2 µm nylon	800
A-2369*	PUR	1,0 x 2,0	0,6	fLL/mLL	0,2 µm nylon + posuvná svorka	800
A-2370*	PUR	1,0 x 2,0	0,9	fLL/mLL	0,2 µm nylon + zpětný ventil	800
A-2372	PUR	1,0 x 2,0	0,6	fLL/mLL	1,2 µm PET + posuvná svorka	800
A-2376	PUR	1,0 x 2,0	0,6	fLL/mLL	1,2 µm PET + posuvná svorka barevné rozlišení	800

- Infuzní set s pediatrickým filtrem a průhlednou hadičkou
- 0,2 µm nylonová membrána s pozitivně nabitým povrchem pro separaci endotoxinů \*
- Odvzdušnění samostatným bakteriálním filtrem
- Kompatibilní se všemi DIN Luer-Lock konektory ( DIN EN 1707 / DIN EN 20594-1)
- Snadné připojení k systému
- Plocha filtru 2,3 cm<sup>2</sup>
- Průhledná koncovka / hadička / pouzdro
- Vizuální kontrola toku léčiv



## Katalog produktů firmy RoweMed

### *RoweEpiflow*

Katalog. číslo	Materiál (cm)	Plnicí objem (ml)	Připojení Luer Lock	Filtr	Balení (ks v krabici)
A-6700*	MABS	0,7	fLL/mLL	0,2 µm nylon	1 000
A-6702	MABS	0,7	fLL/mLL	0,2 µm PET	1 000
A-6704	PC	0,7	fLL/mLL	0,2 µm PET	1 000
A-6706*	PC	0,7	fLL/mLL	0,2 µm nylon	1 000
A-6707	PC	0,7	fLL/mLL	0,2 µm PES	1 000

- Filtry pro epidurální anestezii (bez odvzdušňovacího systému)
- Pozitivně nabitá nylonová membrána pro separaci endotoxinů \*
- Kompatibilní se všemi DIN Luer-Lock konektory ( DIN EN 1707 / DIN EN 20594-1)
- Snadné napojení k systému
- Otočná pojistná matice
- Vizuální kontrola toku léčiv



## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

### 1. Základní ustanovení

- 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
- 1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
- 1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší ceny za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

### 2. Objednávky

- 2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky), a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě.
- 2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
- 2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).
- 2.4 Zasláná poptávka a objednávka je považována za souhlas s využitím nezbytně nutných kontaktních/osobních údajů pro vyřízení poptávky a obchodního případu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016.

### 3. Ceny zboží a služeb

- 3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle aktuálních cen výrobců/dodavatelů. O případných změnách cen vyzumívá dodavatel odběratele předem.
- 3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
- 3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné ve výši 190 Kč bez DPH. U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/přepravu v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovního u objednávek kalibrací).
- 3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

### 4. Platební podmínky

- 4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
- 4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuta jiná lhůta splatnosti.
- 4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

### 5. Dodání

- 5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).
- 5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.
- 5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

### 6. Odpovědnost za škody

- 6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavateli do 2 pracovních dnů.
- 6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
- 6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.
- 6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.
- 6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.
- 6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

## 7. Použití občanského zákoníku

7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 25.05.2018

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel

Výhradní distributor pro ČR:

**EUREX MEDICA, spol. s r.o.**

Výstavní 604/111

703 00 Ostrava – Vítkovice

Tel.: 599 526 510

599 526 532

Fax: 596 614 507

e-mail: [obchod@eurexmedica.cz](mailto:obchod@eurexmedica.cz) web:

<http://www.eurexmedica.cz>



**EUREX** *Medica*®