

















EUREX Medica®









KATALOG 2018









*Indikátory sterilizace
a další spotřební materiál*






Katalog sterilizačních indikátorů a příslušenství

Katalogové číslo	Název a popis produktu (produkty odpovídají normám ISO 11140, 11140-1, 11140-4, 15883-1, EN 867 část 5, EN 285)	Počet ks v balení	Obrázek
SAT1950	Lepicí páska s kontrolním indikátorem parní sterilizace 19 mm x 50 m	1	
SAT2550	Lepicí páska s kontrolním indikátorem parní sterilizace 25 mm x 50 m	1	
ETO1950	E.O. Lepicí páska sterilizační kontrolní 19 mm x 50 m	1	
ETO2550	E.O. Lepicí páska sterilizační kontrolní 25 mm x 50 m	1	
BD200	Test Bowie & Dick parní sterilizace, kompaktní set se 200 listy, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	1	
C-1040 *	Test, typ 4, dvoudílný indikátor parní sterilizace, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	500 ks	
C-1005	Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min.	250	
C-1055 *	Test typ 5, parní integrační, laminovaný 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	250	
C-1035 *	Test, typ 6, víceparametrový parní emulační indikátor, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	250	

C-1007 *	Test, typ 6, víceparametrový parní emulační indikátor, 134 °C = 7 min. 121 °C = 15 min.	250	
C-1031	Kapilárový test, testovací PCD komůrka, životnost - 250 testů	1	
C-1030	Kapilárový test, PCD procesní indikační štítky, samolepící, 134 °C = 3,5 min.	250 štítků	
C-1032	Kapilárový test, Bowie & Dick indikační štítky, samolepící, 134 °C = 3,5 min.	250 štítků	
SET-1030	PCD set – PCD testovací komůrka + kapilárové procesní indikační štítky 250 kusů	1 PCD komůrka + 250 štítků	
SET-1032	B&D set – PCD testovací komůrka + kapilárové Bowie & Dick indikační štítky 250 kusů	1 PCD komůrka + 250 štítků	
C-1003	Kleště etiketovací 3řádkové. 11 znaků v každém řádku, první řádek alfanumerický, druhý a třetí řádek numerický	1	

PR-0010	Náhradní inkoustový válec pro etiketovací kleště (5 válců v balení)	1	
C-1004	Etikety dokumentační, s indikátorem parní sterilizace, 26 x 28 mm, samolepicí s možností dvojitě nalepení, 750 etiket na kotouči	12	
PR-0001	Etikety dokumentační, bez indikátoru, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojitě nalepení, 500 etiket na kotouči	10	
PR-0011	Etikety dokumentační, s indikátorem parní sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojitě nalepení, 500 etiket na kotouči	10	
PR-0012	Etikety dokumentační, s indikátorem E.O. sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojitě nalepení, 500 etiket na kotouči	10	
PR-0013	Etikety dokumentační, s indikátorem plazmové sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojitě nalepení, 500 etiket na kotouči	10	
C-1001	Test těsnosti svaru	100	
ST-20	Indikátor chemický, formaldehyd	250	

C-1081	Indikátor chemický, E.O.	250	
C-1080	Indikátor chemický, H ₂ O ₂ plazmové sterilizace	250	
C-1070	Plomba plastová bezpečnostní modrá	100	
C-1071	Plomba plastová bezpečnostní červená	100	
C-1072	Plomba plastová bezpečnostní modrá s parním indikátorem	100	
C-1073	Plomba plastová bezpečnostní červená s parním indikátorem	100	
C-1074	Plomba papírová bezpečnostní samolepicí s parním indikátorem	100	
C-1075	Štítek kontejnerový s parním indikátorem, standardní rozměr 6,6 x 3,7 cm	100	
C-1077	Filtr kontejnerový kruhový s parním indikátorem o průměru 19 cm	100	
C-1060	Test účinnosti mytí, indikátor, simulace lidské krve na nerezovém podkladu, baleno jednotlivě	100	

C-1062	Test účinnosti mytí, nerezová klec pro indikátor C-1060	1	
C-1061	Test účinnosti mytí & ultrazvukové myčky, indikátor	100	
C-1063	Test účinnosti mytí & ultrazvukové myčky, nerezový držák pro indikátor C-1061	1	
C-1064	WASHER TAG – Test účinnosti mytí (indikátor) + identifikační štítek určený pro uchycení do síta.	100	
U-1001	ULTRACHECK Test pro kontrolu účinnosti ultrazvukových myček chirurgických nástrojů a podobných předmětů	30	

Poznámky:

* Možnost samolepící verze

** Počet balení v přepravní krabici = standardní balení. Na vyžádání lze dodat i jiný počet kusů.

E.O. – ethylénoxid

H₂O₂ – peroxid vodíku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

1. Základní ustanovení

- 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
- 1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
- 1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší cenou za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

2. Objednávky

- 2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).
- 2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
- 2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).

3. Ceny zboží a služeb

- 3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle aktuálních cen výrobců/dodavatelů. O případných změnách cen vyznamává dodavatel odběratele předem.
- 3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
- 3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné. U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/přepravu v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovního u objednávek kalibrací).
- 3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

4. Platební podmínky

- 4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
- 4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuta jiná lhůta splatnosti.
- 4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

5. Dodání

- 5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).
- 5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.
- 5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

6. Odpovědnost za škody

- 6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavateli do 2 pracovních dnů.
- 6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
- 6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.
- 6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.
- 6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.
- 6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

7. Použití občanského zákoníku

- 7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 2.1.2018

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel



EUREX *Medica*®

EUREX MEDICA, spol. s r.o.

Výstavní 604/111

703 00 Ostrava – Vítkovice

Tel.: 599 526 510,

Fax: 596 614 507

e-mail: expedice@eurexmedica.cz

web: <http://www.eurexmedica.cz>